



## Servizi di test sulla qualità del vapore

Assicurarsi che la qualità del vapore delle apparecchiature sia conforme agli standard internazionali.

Questo servizio, che viene eseguito in un periodo da uno a tre giorni, misura tre aspetti distinti:



### 1 | SECCHENZA DEL VAPORE

Valuta il contenuto di umidità nel vapore per garantire condizioni di sterilizzazione adeguate



### 2 | SURRISCALDAMENTO

Valuta i livelli di temperatura del vapore per mantenere prestazioni ottimali



### 3 | GAS NON CONDENSABILE

Identifica i gas indesiderati che potrebbero compromettere l'efficacia

Tutti i test vengono eseguiti in conformità alle linee guida internazionali. Al termine verrà fornito un rapporto completo con i dettagli dei risultati e la verifica della conformità della qualità del vapore. Questo servizio dovrebbe essere eseguito annualmente.

Salvo diversa indicazione, tutti i nomi delle aziende e dei prodotti sono marchi registrati di STERIS, delle sue affiliate o società collegate. ©2025 STERIS