



Servizio di test di distribuzione del calore

Assicuratevi che il vostro sterilizzatore fornisca risultati costanti e precisi. Questo servizio è ideale per le strutture dotate di apparecchiature di sterilizzazione STERIS che necessitano della convalida di apparecchiature nuove o della verifica di sistemi esistenti.

Il test individua le deviazioni di temperatura e le aree a riscaldamento lento all'interno della camera vuota per ottimizzare l'efficienza del ciclo, convalidare le prestazioni e garantire un funzionamento affidabile.

Questo servizio include:



**PROTOCOLLO
APPROVATO**



**CALIBRAZIONE
TRACCIABILE**



**ESECUZIONE
DEL PROTOCOLLO**



**RAPPORTO
FINALE**

Offerte di apparecchiature STERIS compatibili:

- Sterilizzatori AMSCO™ di piccole e medie dimensioni
- Sterilizzatori per materiali sfusi AMSCO™
- Sterilizzatori Finn-Aqua™

Salvo diversa indicazione, tutti i nomi delle aziende e dei prodotti sono marchi registrati di STERIS, delle sue affiliate o società collegate. ©2025 STERIS