

Perché usare un detergente acido?



Preserva la finitura superficiale

Una finitura superficiale ruvida è soggetta a potenziale corrosione, adesione batterica e formazione di biofilm sui componenti delle apparecchiature e relative tubazioni.



Agevola la pulizia

La formazione di rouge impedisce che il detergente entri in contatto con i residui o lo sporco sottostanti, rendendo le superfici più difficili da pulire.



Previene le escursioni microbiche

Un regime di pulizia inadeguato può portare alla formazione di biofilm multispecie:

Ralstonia pickettii

Pseudomonas fluorescens

Bacilli non rivitalizzabili

Burkholderia cepacia



Evita la contaminazione dei prodotti

La presenza di rouge o una contaminazione batterica ad esso dovuta può influire sulla produzione del prodotto o persino adulterarlo.

Salvo diversa indicazione, tutti i nomi delle società e dei prodotti sono marchi commerciali di STERIS, delle sue affiliate o società collegate. ©2025 STERIS